

Enkel handhållen pulsoximeter (utan larmgränser)

Beskrivning

- Litet format
- Lång batteritid över 30 timmar med 4st AA batterier
- Tydliga lättlästa siffror
- Visar SIQ (signal kvalitet), larm & PI (Perfusions Index)
- **Perfusions Index (PI)**, visar den arteriella pulsens styrka och kan användas för att verifiera optimalt mätställe samt diagnostisera nedsatt genomblödning i vävnaden hos patienten.
- **Larm** (visuellt och ljud) vid **SENSOR AV** och vid lågt batteri.
- Skyddskåpa ingår. Valfri färg.



Följande färger finns på våra skyddskåpor



Orderinformation

Artnr	Beskrivning
	RD SET, Inkluderar sensor, baskabel och skyddskåpa (välj färg)
9197	RAD5V, Red DCI-dc3 (artnr:2053) vuxen fingersensor med direktkontakt till apparat och skyddskåpa i valfri färg
9215/12RD	RAD5V, RD SET-DCI (artnr:4050) vuxen fingersensor + Red RD SET (artnr:4102) baskabel 50 cm och skyddskåpa i valfri färg
9215/13RD	RAD5V, RD SET-DCIP (artnr:4051) barn fingersensor + Red RD SET (artnr:4102) baskabel 50 cm och skyddskåpa i valfri färg
9215/14	Utgår
9215/15RD	RAD 5V, RD SET TCI (artnr:4053) öronsensor + Red RD SET (artnr:4102) baskabel 50 cm och skyddskåpa i valfri färg
	LNCS, Inkluderar sensor, baskabel och skyddskåpa (välj färg)
9215/42	RAD 5V, LNCS DCI(artnr:1863)+ Red LNC4 (artnr:2055) Baskabel ca: 1,2 meter och skyddskåpa i valfri färg
9215/43	RAD 5V, LNCS DCIP (artnr:1864)+Red LNC4(artnr:2055) Baskabel ca: 1,2 meter och skyddskåpa i valfri färg
9215/44	RAD 5V, LNCS YI (artnr:2258)+Red LNC4 (artnr:2055) Baskabel ca: 1,2 meter och skyddskåpa i valfri färg
9215/45	RAD 5V, TCI (artnr:1895)+Red LNC4 (artnr:2055) Baskabel ca: 1,2 meter och skyddskåpa i valfri färg

Rad-5™

signal extraction pulse oximeter™

Enkel handhållen pulsoximeter (med larmgränser)

Beskrivning

- Litet format
- Lång batteritid över 30 timmar med 4st AA batterier
- Tydliga lättlästa siffror
- Visar SIQ (signal kvalitet), larm & PI (Perfusions Index)
- **Perfusions Index (PI)**, visar den arteriella pulsens styrka och kan användas för att verifiera optimalt mätställe samt diagnostisera nedsatt genomblödning i vävnaden hos patienten.
- **Larm** (visuellt och ljud) vid **SENSOR AV** och vid lågt batteri, vid hög och låg saturation, Hög/Låg pulsfrekvens.
- Sparar egna användardefinierade larmgränser
- SLEEP-MODE – möjliggör insamling av data med släckt display & tystat larm
- 72 timmars trendminne (nedladdningsbar i efterhand, via sensor)
- Skyddskåpa ingår. Valfri färg.



Följande färger finns på våra skyddskåpor



Orderinformation

Artnr	Beskrivning
	RD SET, Inkluderar sensor, baskabel och skyddskåpa (välj färg)
9196	RAD5, Red DCI-dc3 (artnr: 2053) vuxen fingersensor med direktkontakt till apparat och skyddskåpa i valfri färg
9214/12RD	RAD5, RD SET-DCI (artnr:4050) vuxen fingersensor + Red RD SET (artnr:4102) baskabel 50 cm och skyddskåpa i valfri färg
9214/13RD	RAD5, RD SET-DCIP (artnr:4051) barn fingersensor + Red RD SET (artnr:4102) baskabel 50 cm och skyddskåpa i valfri färg
9214/14	Utgår
9214/15RD	RAD 5, (artnr:4053) öronsensor + Red RD SET (artnr:4102) baskabel 50 cm och skyddskåpa i valfri färg
	LNCS, Inkluderar sensor, baskabel och skyddskåpa (välj färg)
9214/42	RAD 5, LNCS DCI(artnr: 1863)+ Red LNC4 (artnr: 2055) Inkl. baskabel ca: 1,2 meter och skyddskåpa i valfri färg
9214/43	RAD 5, LNCS DCIP (artnr: 1864)+Red LNC4(artnr:2055) Inkl. baskabel ca: 1,2 meter och skyddskåpa i valfri färg
9214/44	RAD 5, LNCS YI (artnr: 2258)+Red LNC4(artnr: 2055) Inkl. baskabel ca: 1,2 meter och skyddskåpa i valfri färg
9214/45	RAD 5, TCI RD SET TCI (artnr:4053)+ Red RD SET (artnr:4102) baskabel 50 cm och skyddskåpa i valfri färg

RD Set sensorer till Rad 5 och Rad 5V



4050



4051



4053

LNCS-sensorer till Rad 5 och Rad 5V



1863



1864



1895










2258

Tillbehör till RAD 5v och RAD 5

Artnr	Beskrivning	Bild	Förp
2207	Vattentät skyddsväska för pulsoximetrarna RAD 5 – RAD 5V samt RAD 57. Svart OBS: Pulsoximeter ingår ej		st
2208	Vattentät skyddsväska för pulsoximetrarna RAD 5 – RAD 5V samt RAD 57. Röd OBS: Pulsoximeter ingår ej		st

Vid val av skyddskåpa ange artnr:

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Bild	Förp
1842	Skyddskåpa grå Passar till RAD 5/ 5V		st
1980	Skyddskåpa gul Passar till RAD 5/ 5V		st
1981	Skyddskåpa röd Passar till RAD 5/ 5V		st
1982	Skyddskåpa orange Passar till RAD 5/ 5V		st
2097	Skyddskåpa mörk blå Passar till RAD 5/ 5V		st
2098	Skyddskåpa ljus blå Passar till RAD 5/ 5V		st
2099	Skyddskåpa rosa Passar till RAD 5/ 5V		st

