

## VIKTIG INFORMATION !

### avser Masimo's SpO2 sensorer och baskablar med anslutningskontakt av modell LNOP!!

Infiniti Medical AB informerar härmed om förändring/uppdatering av Masimo's produktsortimentet gällande Masimo LNOP® sensorer och LNOP baskablar.

**Masimo's SpO2 sensorer och baskablar med LNOP anlutningskontakt kommer att utgå ur Masimo's produktsortiment från och med 2016-12-31.**

Från och med oktober 2016 kommer vi att påbörja utfasningen av Masimo's sortiment med LNOP anslutningskontakt och ersätta den med Masimo's nya modell med anslutningskontakt RD SET™. Vi kommer att leverera Masimo sensorer med LNOP anslutningskontakt så långt lagret räcker, senast den 31/12, 2016 ersätts LNOP med RD SET fullt ut.

**Infiniti Medical AB kommer att kostnadsfritt förse Er med en adapter LNOP till RD-SET™ Art. nr. 4088** (1st per pulsoximeter och 1st per patientövervakningsmonitor med Masimo's SpO2 teknologi), så att Ni som kund kan fortsätta att använda tidigare inköpta Masimo SpO2 sensorer och baskabel livslängden ut.

**OBS! För att erhålla kostnadsfria adaptrar "LNOP till RD-SET™" behöver vi följande** nedanstående information från Er. Extra adaptrar med Art.nr. 4088 kostar 500.-(SEK)/ST

- Totalt antal Masimo/Bitmos pulsoximetrar med information om modell och serienummer på pulsoximetrarna,
- Totalt antal patientövervakningsmonitorer som finns inom Ert sjukvårdsområde och där ni använder Masimo SpO2 sensorer och baskablar med LNOP anslutningskontakt.
- Information om modell och serienummer på pulsoximetrarna, samt vilken modell av patientmonitor och avdelning där Masimo's SpO2 med LNOP anslutningskontakt finns integrerad i patientmonitorn (i fast konfiguration eller som modul).

#### **Skicka informationen till:**

[Info@infiniti.se](mailto:Info@infiniti.se) Informationen skall innehålla önskad leveransadress Dit vi skall skicka de nya adaptrarna "LNOP till RD-SET" med Art. nr. 4088, samt kontaktperson (och ev. avdelning)

**Se nedan produktinformation om RD SET™**

## Produktinformation RD SET™

Masimo har förbättrat och uppdaterat sin produktserie av LNOP SpO2 sensorer och LNOP baskablar. De lanserar nu produktserien RD SET™.

RD SET™ kommer att ersätta tidigare SpO2 sensorer och baskablar med LNOP kontakt.

- Ny design på kontakten
- Förebygger att vätska kan tränga in i baskabelns anslutningskontakt
- Förbättring av kontaktens chip ger bättre hållbarhet och motståndskraft mot rengöringsmedel



Nya RD SET  
Anslutnings  
kontakt och RD  
sensor



Adapter  
LNOP till RD  
kontakt, 30cm  
artikelnr:4088

### Enpatientssensorer

- Lättare sensor med en plan och mjuk kabel
- Längre kabel för vuxen sensorn
- Bättre anvisning för hur enpatientssensorn ska placeras
- Mindre, lättare och miljövänlig förpackning (20st)



\* Om adaptorn utsätts för felaktig hantering och åverkan eller tappas bort, får avdelningen beställa en ny till en kostnad.

Har Ni frågor angående ovan information i detta brev eller önskar mer information så är Ni välkomna att kontakta vår kundsupport på tel. 08-792 12 40, eller den produktspecialist/säljare hos på Infiniti Medical AB, som Ni idag har kontakt med.

Med vänliga hälsningar  
Infiniti Medical AB